

ABENA®

## Produktdatablad

### Sæbe, Soft Care Sensisept H34, 800 ml, antibakteriel, uden farve og parfume

Varenummer : 163396  
Varegruppe : Soft Care  
Forpakninger : 6 stk = 1 kolli  
144 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

**Produktbetegnelse:** Sæbe  
**Varemærke:** Soft Care  
**Vareserie:** Sensisept H34  
**Features:** antibakteriel, uden farve og parfume  
**pH-værdi (konc.):** pH 7  
**Rumindhold, netto:** 800 ml

**Produktbeskrivelse:** Effektivt desinficerende sæbe som er skånsom mod huden og samtidig sikrer længerevarende hygiejne. Produktet kombinerer plejende egenskaber med virkningsfuld desinfektion. Baseret på klorhexidin. Opfylder europæisk standard for desinfektionsprodukter (CEN). Uden farve og parfume.

**Opbevaringsinstruktioner:** Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

**Bortskaffelse af produkt:** Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

**Bortskaffelse af emballage:** Kan genbruges eller forbrændes.

**Tilhørende varer:** 162351