



Produktdatablad

Spand, Vileda UltraSpeed Mini, 10 l, blå, håndpresse

Varenummer : 164031
Varegruppe : Rengøringsvogne - presse
Forpakninger : 8 stk = 1 kolli
8 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Spand

Varemærke: Vileda

Vareserie: UltraSpeed Mini

Farve: blå

Features: håndpresse

Rumindhold, brutto: 10 l

Produktbeskrivelse: UltraSpeed Mini er udviklet specielt til at imødekomme rengøring i små områder (10-30m²) som kontorer, caféer, butikker, køkkener, toiletter, hotelværelser, mv. UltraSpeed Mini muliggør rengøring af både vægge, lofter, fliser, bordplader, trapper og andre svært tilgængelige områder.

Tilhørende varer: 164033, 164032, 168790