



Varenummer 164088

vileda
PROFESSIONAL

**Inventarspand, Vileda UltraSpeed Pro,
46,8x37,8x48,6cm, 10 l, grå, rPP/PP,
med hank**

Produktbeskrivelse

Spand der bruges som dobbelt moppesystem eller til opbevaring af klude og kemi - let at fjerne og bære.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Inventarspand
Varemærke	Vileda
Vareserie	UltraSpeed Pro
Farve	Grå
Features	Med hank
Materiale	PP, rPP
Længde/dybde	46.8 cm
Bredde	37.8 cm
Højde	48.6 cm
Rumindhold, brutto	10 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	29 cm	22.5 cm	28 cm	4023103184886