

ABENA®

Produktdatablad

Vaskepulver, Neutral, hvid vask, uden farve og parfume, 675 g

Varenummer : 165080
Version : 02
Varegruppe : Manuel dosering - pulver
Forpakninger : 14 stk = 1 kolli
48 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Vaskepulver
Varemærke: Neutral
Features: hvid vask, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.): pH ~ 10,7
Vægt, netto: 675 g
Produktbeskrivelse: Neutral Compact Hvidvask er en koncentreret vaskepulver til hvidt og lyst tøj - Vasketemperatur 30-95°C. Indeholder enzymer mod proteinholdige pletter af fx blod, sved, urin samt blegemiddelforstærker (TAED) mod farveholdige pletter af fx kaffe, te, græs og rødvin. Anbefales ikke til uld og silke. Ikke tilsat parfume, optisk hvidt eller fosfat. Neutral er deklareret i samarbejde med Astma- og Allergi Forbundet.
Doseringsinstruktioner: 55 ml til 4-5 kg tøj.
Sikkerhedsinstruktioner og -advarsler: Må ikke anvendes til vask af uld og silke.