

Varenummer 165133



Velcrolister, Vikan, 51x5x0,5cm, sort, PA/polyester, til 55 cm fremfører, 2 stk.

- ✓ Til udskiftning
- ✓ 1 sæt á 2 stk

Produktbeskrivelse

Velcrolister til superior-fremfører.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Velcrolister
Varemærke	Vikan
Farve	Sort
Features	Til 55 cm fremfører, 2 stk.
Materiale	PA, polyester
Længde/dybde	51 cm
Bredde	5 cm
Højde	0.5 cm
Vægt, netto	0.04 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Temperatortolerance	Ved temperatur fra -5°C til +60°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	58 cm	24 cm	21.5 cm	
pk	2 stk	55 cm	5 cm	1 cm	5705023804554
stk	1 stk				