



Produktdatablad

Målekande, 100 ml, klar, PE, lukket hank

Varenummer: 165137



Varedeklaration

Forpakning: 24 Stk pr. Kolli. Produktbetegnelse: Målekande. Materiale: PE. Features: lukket hank. Rumindhold, netto: 100 ml. Vaskeanvisninger: Kanden tåler rengøring i autoklave, men markeringerne tåler ikke rengøring ved højere end 60°C. Temperatur Tolerance: Tåler indhold med en temperatur på op til 125°C. Tåler anvendelse i mikroovn. Produktbeskrivelse: Målekande, med graderet skala.