

Tex Bleach Extra 754

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.



PRODUKTTYPE	Tekstilblegemiddel
ANVENDELSE	Tex Bleach Extra 754 er et blegemiddel i Novadan Vaskesystem. Tex Bleach Extra 754 anvendes til blegning af farvede pletter fra mad og drikkevarer på alle hvide og blegeægte kulørte tekstiler. Må IKKE anvendes på uld og silke.
EGENSKABER	Tex Bleach Extra 754 er et blege- og desinfektionsmiddel baseret på Pereddikesyre. Tex Bleach Extra 754 angriber ikke almindeligt forekomne metallegeringer og kunststoftyper. Tex Bleach Extra 754 spaltes under brug til vand og ilt. Tex Bleach Extra 754 bleger effektivt ved 50–70°C. Tex Bleach Extra 754 desinficerer ved 60°C
OPBEVARING	Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares adskilt fra: Klor og Baser. Oxiderende materiale. Holdes adskilt fra brandfarligt og brændbart materiale. Beskyttes mod direkte sollys. Opbevaringstemperatur: -10-30°C Holdbarhed: 24 måneder.
GODKENDELSE	EN 13727
SVANEMÆRKNING	Svanemærket - licensnummer 5093 0008
SIKKERHED	Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhvervsmæssig brug. Dette produkt er omfattet af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Køb af produktet kræver indsendelse af erklæring til leverandøren.
BORTSKAFFELSE	Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Emballagen må ikke genbruges.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Tex Bleach Extra 754 skal anvendes sammen med et basisvaskemiddel.

Tex Bleach Extra 754 anvendes i automatisk doseringssystem.

Dosering blegning:

4-maksimum 8 ml/kg tørt tøj afhængig af hvor kraftigt blegningsbehovet er.

Desinfektion:

Dosering: 8 ml/kg tøj

Temperatur: 60°C

Kontaktid: 20 minutter

Tex Bleach Extra 754 tilføres de sidste 20 minutter af klarvasken.

100 ml = 1dl = 110 g

PRODUKTDATA

Farve	Farveløst
Tilstandsform	Væske.
Lugt	Karakteristisk. Stikkende lugt.
Vægtfylde	~1,10 kg/l
pH i leveringstilstand	~1,0
I vandig opløsning	0,3% ~3,5

TITRERING

Afmål 10 ml af brugsopløsningen

Tilsæt ca. 5 ml 25% svovlsyre / Titrer med 0,1 N Kaliumpermanganat til rød farve.

Koncentration = Forbrugt ml Kaliumpermanganat x faktor

Titler forsigtigt til reaktionen er igang

Faktor (w/w %): 0,04

(v/v %): 0,04

