



Varenummer 165237



Opbevaringsboks, Vikan,
201x185x90mm, 2 l, transparent, PVC,
til rengøringsmidler og rekvisitter

Produktbeskrivelse

Den lille opbevaringsboks er designet til opbevaring af små genstande som bruges ofte til specifikke områder i forbindelse med rengøringen. Påmonteres Vikans rengøringsvogne med holder168268.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Opbevaringsboks
Varemærke	Vikan
Sekundær farve	Transparent
Features	Til rengøringsmidler og rekvisitter
Materiale	PVC
Længde/dybde	201 mm
Bredde	185 mm
Højde	90 mm
Vægt, netto	134 g
Vægt, brutto	134 g
Rumindhold, brutto	2 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	37.5 cm	26.5 cm	18 cm	15705025819102
stk	1 stk				5705025819105