



Varenummer 165501



## Rengøringsklud, Vikan Original, 31,5x31,5cm, grøn, mikrofiber

- ✓ Velegnet til almindelig inventarrensning
- ✓ Unikt mikrofiber materiale
- ✓ Fjerner 99,9% af bakterierne med vand
- ✓ Kan også anvendes tør



### Produktbeskrivelse

Mikrofiberklud fremstillet af et unikt mikrofiber materiale. Kluden anvendes fugtig til almindelig inventarrensning på alle hårde overflader, og test har vist at kluden kan fjerne 99,9% af bakterierne, blot ved hjælp af vand. Kan også anvendes tør til opsamling af støv ved hjælp af statisk elektricitet.



MOIST



DRY



WET

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Rengøringsklud
Varemærke	Vikan
Vareserie	Original
Farve	Grøn
Materiale	Mikrofiber
Ingredienser/sammensætning	80% polyester, 20% polyamid (100% mikrofiber)
Længde/dybde	31.5 cm
Bredde	31.5 cm
Vægt, netto	0.03 kg
Tykkelse	340 g/m <sup>2</sup>
Certifikater	Svanemærket.
Svanemærket licensnr.	5083 0029
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved 95°C. Kan tørretumbles ved 55°C. Tåler op til 500 vaske.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	50 cm	21 cm	19.5 cm	15705026910129
pk	5 stk	36 cm	16.5 cm	2.5 cm	5705026910122
stk	1 stk				



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



MOIST

Produktet kan bruges under fugtige forhold.



Produktet bruges til manuel rengøring af overflader.



Produktet bruges til rengøring af møbler.



DRY

Produktet kan bruges under tørre forhold.



WET

Produktet kan bruges under våde forhold.