



Produktdatablad

Sanitetsaffedter, alkalisk, pH 11 i koncentrat, 1 ltr., Svanemærket

Varenummer: 165519



Varedeklaration

Forpakning: 12 Stk pr. Kolli, 30 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Sanitets- og køkkenaffedter. Varemærke: ABENA. Vareserie: Puri-Line. Features: alkalisk/affedtende, uden farve og parfume. pH-værdi (konc.): ~ 11,0. Rumindhold, netto: 1 l. Certifikater: Svanemærket. Direktiver, lovgivning og regler: (EF) 1272/2008. Faresætninger: Ingen. Produktbeskrivelse: Alkalisk rengøringsmiddel til daglig rengøring af sanitære områder. Kan anvendes på alle vaskbare overflader og fjerner effektivt snavs, kalksæber og fedt. Tørre pletfrit op uden eftertørring. Også velegnet til køkkenrengøring. Brugsanvisning: Dosér produktet efter doseringsinstruktionerne. Påføres overfladen med en mikrofiberklud. Doseringsinstruktioner: 1 ml/l vand. Det anbefales at anvende pumpe eller doseringsbæger for nøjagtig dosering, hvis ikke produktet er tilkoblet et automatisk doseringsanlæg. Tilhørende varer: 168867