



Varenummer 165587



Forpræpareringskande, Vikan, 1,5 l, klar, plast, sikring af korrekt dosering

- ✓ Praktisk
- ✓ Undgå overdosering af kemi

Produktbeskrivelse

Brug denne præpareringskande til at sikre, at der tilsættes den korrekte mængde vand til alle mopper og klude.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Forpræpareringskande
Varemærke	Vikan
Farve	Klar
Features	Sikring af korrekt dosering
Materiale	Plast
Længde/dybde	8.2 cm
Bredde	20.5 cm
Højde	18 cm
Rumindhold, netto	1.5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	43 cm	21.5 cm	17 cm	15705025811106
stk	1 stk				5705025811109