



Varenummer 165587



## Forpræpareringskande, Vikan, 1,5 l, klar, plast, sikring af korrekt dosering

- ✓ Praktisk
- ✓ Undgå overdosering af kemi

### Produktbeskrivelse

Brug denne præpareringskande til at sikre, at der tilsættes den korrekte mængde vand til alle mopper og klude.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Forpræpareringskande
Varemærke	Vikan
Farve	Klar
Features	Sikring af korrekt dosering
Materiale	Plast
Længde/dybde	8.2 cm
Bredde	20.5 cm
Højde	18 cm
Rumindhold, netto	1.5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	43 cm	21.5 cm	17 cm	15705025811106
stk	1 stk				5705025811109