

Varenummer 165620



Dryprist, Tina Trolleys, lite, stål, til 40 cm moppebokse



Produktbeskrivelse

Dryprist fra Tina Trolleys. Passer til 40 cm mopper, og kan bruges i alle 40 cm moppebokse eller større.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dryprist
Varemærke	Tina Trolleys
Model	Lite
Features	Til 40 cm moppebokse
Materiale	Stål

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	39 cm	13.5 cm	12.5 cm	
stk	1 stk				