

Varenummer 166515

Pipette, 1 ml, med ballon, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse. Med de fleksible, men tilpas hårde pipettebolde kan du pipettere uden at belaste fingrene.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pipette
Features	Med ballon
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	LDPE
Længde/dybde	8.7 cm
Rumindhold, brutto	1 ml
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3000 stk	53.2 cm	25.9 cm	13.4 cm	4038917004275
pk	750 stk	26.2 cm	12.4 cm	12 cm	4038917085632
stk	1 stk				