



Produktdatablad

# Pipette, 1 ml, LDPE, med ballon, engangs

Varenummer: 166515



## Varedeklaration

Forpakning: 750 Stk pr. Pakke, 4 Pakke pr. Kolli. Produktbetegnelse: Pipette. Materiale: LDPE. Features: med ballon.  
Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 8,7 cm. Rumindhold, brutto: 1 ml. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse A. Direktiver, lovgivning og regler: IVDR (EU) 2017/746. Produktbeskrivelse: Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse. Med de fleksible, men tilpas hårde pipettebolde kan du pipettere uden at belaste fingrene. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.