

Varenummer 166516

## Mopstativ til lommemoppe, TenTax, 100 cm



- ✓ ErgoBind drejeligt led
- ✓ Letvægtsstativ
- ✓ Til lommemoppe

### Produktbeskrivelse

Praktisk flexstativ, der anvendes med tilhørende mopper. Stativet er let og velegnet til mopning med akryl mopper.



DRY

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Mopstativ til lommemoppe
Varemærke	TenTax
Model	System størrelse 100
Features	100 cm
Længde/dybde	96 cm
Bredde	9.5 cm
Vægt, netto	820 g
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Metal
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	25 stk	99.8 cm	47.5 cm	18.7 cm	5707180008509



DRY

Produktet kan bruges under tørre forhold.