

Varenummer 166516

Mopstativ til lommemoppe, TenTax, 100 cm



- ✓ ErgoBind drejeligt led
- ✓ Letvægtsstativ
- ✓ Til lommemopper

Produktbeskrivelse

Praktisk flexstativ, der anvendes med tilhørende mopper. Stativet er fremstillet i letvægtsmateriale og velegnet til mopning med akrylmopper.



DRY

Specifikationer

Produktbetegnelse	Mopstativ til lommemoppe
Varemærke	TenTax
Model	System størrelse 100
Features	100 cm
Længde/dybde	96 cm
Bredde	9.5 cm
Vægt, netto	820 g
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Metal
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	25 stk	99.8 cm	47.5 cm	18.7 cm	5707180008509



DRY

Produktet kan bruges under tørre forhold.