



Produktdatablad

Fremfører, alu, tørmopning, 60 cm

Varenummer: 166517



Varedeklaration

Forpakning: 25 Stk pr. Kolli, 9 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Mopstativ til lommemoppe. Varemærke: TenTax. Features: 60 cm. Vægt, netto: 645 g. Længde/dybde: 58 cm. Bredde: 8,7 cm. Model: System størrelse 60. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Praktisk flexstativ, der anvendes med tilhørende mopper. Stativet er let og velegnet til mopning med akryl mopper. Bortskaffelse af produkt: Sorteres som Metal. Bortskaffelse af emballage: Sorteres som Pap. Tilhørende varer: 1999900041