



Produktdatablad

Fremfører, alu, tørmopning, 80 cm

Varenummer: 166518



Varedeklaration

Forpakning: 25 Stk pr. Kolli, 10 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Mopstativ til lommemoppe. Varemærke: TenTax. Features: 80 cm. Vægt, netto: 730 g. Længde/dybde: 78 cm. Bredde: 8,7 cm. Model: System størrelse 80. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Praktisk flexstativ, der anvendes med tilhørende moppe. Stativet er let og velegnet til mopning med akryl moppe. Bortskaffelse af produkt: Sorteres som Metal. Bortskaffelse af emballage: Sorteres som Pap. Tilhørende varer: 166580