


Varenummer 166601



Fremfører til lommemoppe, Clean Plus, blå, glasfiber/PA, 40 cm

- ✓ Kraftig kvalitet
- ✓ Stærk magnetlås

Produktbeskrivelse

Kraftig fremfører med stærk magnetlås, der låser automatisk. Fremføreren har en særligt kraftig lås og en stor låseknop. Således kan man nemt trykke på den med foden, hvorpå den låser op, så man let kan afmontere moppen, uden at bukke sig ned.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fremfører til lommemoppe
Varemærke	Clean Plus
Model	System størrelse 40
Farve	Blå
Features	40 cm
Materiale	Glasfiber, PA
Længde/dybde	40 cm
Bredde	10 cm
Vægt, netto	510 g
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Tørres af med en fugtig klud
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Metal
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	41.5 cm	32.5 cm	13 cm	5707180007816
stk	1 stk				5707180000343