



Varenummer 166672

vileda
 PROFESSIONAL

**Inventarspand, Vileda Origo,
 41,2x30,4x86,8cm, 25 l, grå, rPP/PP,
 med hank og farvekodeclips**

Produktbeskrivelse

Spand til rengøringsvogn.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Inventarspand
Varemærke	Vileda
Vareserie	Origo
Farve	Grå
Features	Med hank og farvekodeclips
Materiale	PP, rPP
Længde/dybde	41.2 cm
Bredde	30.4 cm
Højde	86.8 cm
Rumindhold, brutto	25 l
Inkluderet tilbehør	Alle spande kan let farvekodes ved hjælp af en farveclips (blå, rød, grøn, gul). Med indvendig skala. Spandene har en patenteret tømmeanordning på den ene langside - minimerer vandspild. Spandene passer både til Origo vogne og til UltraSpeed systemet. Ergonomisk - gribebehul i bunden letter hældefunktionen.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	30 cm	41 cm	87 cm	4023103107410
stk	1 stk				