



Varenummer 166995

Termokande, Rotpunkt, sort, model 760



Produktbeskrivelse

Den velkendte kvalitets termokande fra Rotpunkt. Kan indholde 1 l.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termokande
Varemærke	Rotpunkt
Farve	Sort
Features	Model 760
Rumindhold, netto	1000 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Anvendelsestemperatur	0°C - 95°C
Vaskeanvisninger	Tåler ikke maskinopvask
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	43.5 cm	29.5 cm	26 cm	
stk	1 stk				4007389760880



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.