



Varenummer 167438

Doseringsanlæg, BrightLogic WL2, til  
tøjevask, 2 pumper, excl. pumpe-slanger

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsanlæg
Varemærke	BrightLogic
Vareserie	WL2
Features	Til tøjevask, 2 pumper, excl. pumpe-slanger

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1 stk	34.5 cm	26.7 cm	27 cm	
stk	1 stk				