



Varenummer 167583

Doseringsanlæg, BrightLogic WL4, til
tøjvask, 4 pumper, excl. pumpe-slanget

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsanlæg
Varemærke	BrightLogic
Vareserie	WL4
Features	Til tøjvask, 4 pumper, excl. pumpe-slanget

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1 stk	31.5 cm	32 cm	23.5 cm	5703538045912
stk	1 stk				5703538045899