



Varenummer 168523



Imprægneringsrist, Vikan ErgoClean, 715x210x37mm

Produktbeskrivelse

Præpareringslåget bruges sammen med den 70cm moppeboks (168982) og præpareringskanden (165587). Tilsammen muliggør de den optimale præparation af mikrofibermopperne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Imprægneringsrist
Varemærke	Vikan
Vareserie	ErgoClean
Længde/dybde	715 mm
Bredde	210 mm
Højde	37 mm
Vægt, netto	235 g
Vægt, brutto	245 g
Inkluderet tilbehør	Store bakker 3 stk.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	72.5 cm	22.8 cm	30.8 cm	15705025813100
stk	1 stk				5705025813103