



Varenummer 168747

vileda
PROFESSIONAL

Moppeboks, Vileda Origo, 39x27,5x21cm,
15 l, grå, rPP/PP, med farvekodeclips

Produktbeskrivelse

Slidtærk moppeboks med farvekode og farveclips, der kan anvendes til manuel forpræparering af mopper og klude.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppeboks
Varemærke	Vileda
Vareserie	Origo
Farve	Grå
Features	Med farvekodeclips
Materiale	PP, rPP
Længde/dybde	39 cm
Bredde	27.5 cm
Højde	21 cm
Rumindhold, brutto	15 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Brugsanvisning

Mopperne foldes og stilles i boksen (8-10 mopper). Sien placeres ovenpå boksen og brugsopløsningen hældes i. Sien fordeler løsningen jævnt ud over mopperne.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 stk	40 cm	29.5 cm	42 cm	4023103117822
stk	1 stk				4023103118027