



Varenummer 168747

vileda  
 PROFESSIONAL

Moppeboks, Vileda Origo, 39x27,5x21cm,  
 15 l, grå, rPP/PP, med farvekodeclips

## Produktbeskrivelse

Slidtærk moppeboks med farvekode og farveclips, der kan anvendes til manuel forpræparering af mopper og klude.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppeboks
Varemærke	Vileda
Vareserie	Origo
Farve	Grå
Features	Med farvekodeclips
Materiale	PP, rPP
Længde/dybde	39 cm
Bredde	27.5 cm
Højde	21 cm
Rumindhold, brutto	15 l

## Brugsanvisning

Mopperne foldes og stilles i boksen (8-10 mopper). Sien placeres ovenpå boksen og brugsopløsningen hældes i. Sien fordeler løsningen jævnt ud over mopperne.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 stk	40 cm	29.5 cm	42 cm	4023103117822
stk	1 stk				4023103118027