



Varenummer 168754



Tekstilimprægnering, Diversey CLAX Proof 72A1, 20 l, uden farve og parfume

- ✓ Færdigbehandlingsprodukt
- ✓ Specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs- og plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier

Produktbeskrivelse

Et færdigbehandlingsprodukt, specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs- og plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier. Produktet er velegnet som den afsluttende behandling af vandafvisende beklædningsgenstande, som regntøj, sportsbeklædning m.m.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tekstilimprægnering
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Proof 72A1
Features	Uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	6.5-7.0
Længde/dybde	24 cm
Bredde	29 cm
Højde	39.5 cm
Rumindhold, netto	20 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008
Doseringsinstruktioner	Doseringen er afhængig af tøjsortering og vaskeproces. Anbefalet dosering: 5-10 ml/l ved enkelt afsluttende proces. 0,5-2,5 ml/l ved brug efter hver vaskeproces (delvask).

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	29 cm	24 cm	39.5 cm	
stk	1 stk				



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet anvendes til tøjvask.



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.