



Produktdatablad

Aftørringsklud, 1000x25 cm, rulle, blå

Varenummer: 168905



Varedeklaration

Forpakning: 4 Stk pr. Kolli, 40 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Aftørringsklud. Varemærke: Vileda. Vareserie: Quick'n Dry. Materiale: cellulose. Ingredienser/sammensætning: 70% cellulose, 30% bomuld. Vægt, netto: 0,4 kg. Længde/dybde: 1000 cm. Bredde: 25 cm. Tykkelse: 140 g/m2. Vaskeanvisninger: Kan vaskes ved 95°C. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Aftørringsklud på rulle, som absorberer op til 15 gange sin egen vægt og efterlader en tør overflade efter et enkelt tag. Kluden er fnugfri og perfekt til aftørring og rengøring, både til anvendelse i det professionelle køkken og ude i restauranten. Bortskaffelse af produkt: Sorteres som Restaffald. Bortskaffelse af emballage: Sorteres som Pap. Tilhørende varer: 168903