


Varenummer 168982



Moppeboks, Vikan ErgoClean,
680x220x205mm, grå, plast, uden låg,
til 60 cm mopper

Produktbeskrivelse

Anvendes til transport og opbevaring af forfugtede, fugtige eller våde mopper.

Til 60 cm mopper.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppeboks
Varemærke	Vikan
Vareserie	ErgoClean
Farve	Grå
Features	Uden låg, til 60 cm mopper
Materiale	Plast
Længde/dybde	680 mm
Bredde	220 mm
Højde	205 mm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2 stk	71 cm	23.5 cm	26 cm	15705025814183
stk	1 stk				5705025814186