




Varenummer 168991

vileda
PROFESSIONAL

Rengøringsklud, Vileda NanoTech, 40x38cm, grøn, mikrofiber

- ✓ Særlig bakteriedræbende
- ✓ Lang levetid
- ✓ God ergonomi
- ✓ Uovertruffen rengøringsresultat

Produktbeskrivelse

NanoTech er en mikrofiberklud med sølv, der giver kluden dens antibakterielle egenskaber. Bakterierne dør indenfor 12 timer ved direkte kontakt med sølvet i kluden. Mikrofibrene fjerner bakterier og snavs, når overfladen tørres af. Kluden kan opbevares fugtigt op til 24 timer uden bakterietilvækst og ubehagelig lugt. Kluden har lang levetid, udmærket ergonomi og giver et uovertruffen rengøringsresultat.



MOIST



DRY



Specifikationer

Produktbetegnelse	Rengøringsklud
Varemærke	Vileda
Vareserie	NanoTech
Farve	Grøn
Materiale	Mikrofiber
Ingredienser/sammensætning	70% polyester, 30% polyamid, <1% nanosølv
Længde/dybde	40 cm
Bredde	38 cm
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved 95°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Da polyamid/nylon har en affedtnende effekt, anbefales det at bære handsker under brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 pk	32 cm	20 cm	20 cm	4023103138056
pk	5 stk	0 cm	0 cm	0 cm	5703538433900



MOIST

Produktet kan bruges under fugtige forhold.



DRY

Produktet kan bruges under tørre forhold.



Produktet bruges til manuel rengøring af overflader.



Produktet bruges til
rengøring af møbler.