




Produktdatablad

Uddannelsesklud, Vileda MicronQuick, 400x380mm, blå, mikrofiber

Varenummer : 169013
Version : 01
Varegruppe : Mikrofiberklude
Forpakninger : 100 stk = 1 kolti



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Uddannelsesklud

Farve: blå

Materiale: mikrofiber

Ingredienser / sammensætning: 70% polyester, 30% polyamid

Længde/dybde: 400 mm

Bredde: 380 mm

Vægt, netto: 0,02 kg

Certifikater: Svanemærket

Produktbeskrivelse: Med påtrykt piktogram, der viser anvendelsesmulighederne. Stribe- og frugfrit resultat.

Vaskeanvisninger: Kan vaskes ved 95°C. Tåler op til 500 vaske.

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.