



Varenummer 169048

Nilfisk

Tæpperenser, Nilfisk, AX14, hvid, 2-rums, 14/14 l rent/-snavsevandstank

- ✓ Kompakt
- ✓ Integreret løftehåndtag

Produktbeskrivelse

En lille kompakt ekstraktionsmaskine, til tæppe- og møbelrensning. Den lægger væske ud og suger op i én arbejdsgang. Pumpen beskyttes af et filter i rentvandstanken.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tæpperenser
Varemærke	Nilfisk
Model	AX14
Farve	Hvid
Antal rum	2-rums
Volumen af rum	14/14 l rent/-snavsevandstank
Inkluderet tilbehør	Møbelmundstykke m 2,5 m sprayslange, mundstykke m 2,5 m sprayslange, slange 2,5 m, velcrobånd t slangefastgørelse.

Brugsanvisning

Se brugsanvisning på on-line.abena.dk

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	