


Varenummer 169052



Moppeboks, Vikan ErgoClean,
 64x24x22cm, grå, PP, med låg og hank,
 til 40 cm system

Produktbeskrivelse

Anvendes til opbevaring af mopper på rengøringsvognen. Boksen sørger for at holde mopperne fugtige eller våde.
 Til 40 cm mopper.

Specifikationer

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Produktbetegnelse | Moppeboks |
| Varemærke | Vikan |
| Vareserie | ErgoClean |
| Farve | Grå |
| Features | Med låg og hank, til 40 cm system |
| Materiale | PP |
| Længde/dybde | 64 cm |
| Bredde | 24 cm |
| Højde | 22 cm |
| Vægt, netto | 1.59 kg |
| Vægt, brutto | 1.59 kg |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|--------|---------|---------------|
| kl | 1 stk | 70.5 cm | 24 cm | 26.5 cm | 5705025814100 |
| stk | 1 stk | | | | |