


Varenummer 169052



Moppeboks, Vikan ErgoClean,  
64x24x22cm, grå, PP, med låg og hank,  
til 40 cm system

## Produktbeskrivelse

Anvendes til opbevaring af mopper på rengøringsvognen. Boksen sørger for at holde mopperne fugtige eller våde.  
Til 40 cm mopper.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppeboks
Varemærke	Vikan
Vareserie	ErgoClean
Farve	Grå
Features	Med låg og hank, til 40 cm system
Materiale	PP
Længde/dybde	64 cm
Bredde	24 cm
Højde	22 cm
Vægt, netto	1.59 kg
Vægt, brutto	1.59 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	70.5 cm	24 cm	26.5 cm	5705025814100
stk	1 stk				