


Varenummer 169052



Moppeboks, Vikan ErgoClean, 64x24x22cm, grå, PP, med låg og hank, til 40 cm system

✓ Stabil moppeboks

Produktbeskrivelse

Anvendes til opbevaring af mopper på rengøringsvognen. Boksen sørger for at holde mopperne fugtige eller våde. Til 40 cm mopper.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppeboks
Varemærke	Vikan
Vareserie	ErgoClean
Farve	Grå
Features	Med låg og hank, til 40 cm system
Materiale	PP
Længde/dybde	64 cm
Bredde	24 cm
Højde	22 cm
Vægt, netto	1.59 kg
Vægt, brutto	1.59 kg

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	70.5 cm	24 cm	26.5 cm	5705025814100
stk	1 stk				