



Varenummer 169280



## Fodpressevogn, Tina Trolleys, model 1, 1100x600x1120mm, grå, pulverlakeret stål, til drypsystem, med tilbehør

- ✓ Med justerbart håndtag
- ✓ Komplet med tilbehør

### Produktbeskrivelse

Rengøringsvogn fra Tina Trolleys, vognen er en del af deres fodpresse-serie og indeholder alt hvad der er behov for. Blandt andet en toolflex red-skrabsholder og et justerbart kørehåndtag, som gør det muligt at tilpasse vognen til brugeren. Inkluderer alt på billedet.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Fodpressevogn
Varemærke	Tina Trolleys
Model	Model 1
Farve	Grå
Features	Til drypsystem, med tilbehør
Materiale	Pulverlakeret stål
Længde/dybde	1100 mm
Bredde	600 mm
Højde	1120 mm
Vægt, netto	29 kg
Vægt, brutto	29 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				