



Varenummer 169280



## Fodpressevogn, Tina Trolleys, model 1, 1100x600x1120mm, grå, pulverlakeret stål, til drypsystem, med tilbehør

- ✓ Med justerbart håndtag
- ✓ Komplet med tilbehør

### Produktbeskrivelse

Rengøringsvogn fra Tina Trolleys, vognen er en del af deres fodpresse-serie og indeholder alt hvad der er behov for. Blandt andet en toolflex redskabsholder og et justerbart kørehåndtag, som gør det muligt at tilpasse vognen til brugeren. Inkluderer alt på billedet.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Fodpressevogn
Varemærke	Tina Trolleys
Model	Model 1
Farve	Grå
Features	Til drypsystem, med tilbehør
Materiale	Pulverlakeret stål
Længde/dybde	1100 mm
Bredde	600 mm
Højde	1120 mm
Vægt, netto	29 kg
Vægt, brutto	29 kg

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				