



Produktdatablad

Lobbykost, Vikan, hvid, PP/polyester/rustfrit stål, 26 cm, bløde/stive børstehår

Varenummer : 169320
Varegruppe : Fejekoste
Forpakninger : 10 stk = 1 kolli
64 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Lobbykost
Varemærke: Vikan
Farve: hvid
Materiale: PP, polyester, rustfrit stål
Features: 26 cm, bløde/stive børstehår
Længde/dybde: 3,5 cm
Bredde: 26 cm
Højde: 17,5 cm
Vægt, netto: 0,337 kg
Certifikater: Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler: Fødevarer godkendt iht. 1935/2004/EU, 2023/2006/EC
Produktbeskrivelse: Sammensætning af hårde og bløde filamenter gør, at lobby-kosten er velegnet til fejning af flisegulve, let smudsige gulve og lign. Eminent til at feje i hjørner, samt opfejning på fejeblad.
Temperaturtolerance: Ved temperatur fra -20°C til +100°C.
Vaskeanvisninger: Kan rengøres ved 93°C i opvaskemaskine. Kan autoklaveres ved 121°C.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 169594, 975600