


Varenummer 169543



## Låg til spand til fødevarer, Vikan, 31x37,3cm, sort, PP, til 12 l

- ✓ Særligt clipssystem
- ✓ Fås i flere farver



### Produktbeskrivelse

Låget sikrer at der ikke kommer fremmedlegmer i spanden, såfremt den bruges til opbevaring af fødevarer m.m. Fastgøres let med et særligt clipssystem.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg til spand til fødevarer
Varemærke	Vikan
Farve	Sort
Features	Til 12 l
Materiale	PP
Bredde	31 cm
Højde	37.3 cm
Vægt, netto	220 g
Vægt, brutto	240 g
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, UK 2019/704
Vaskeanvisninger	Kan rengøres ved +100°C til -20°C.
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Hård Plast -
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	35 cm	32.5 cm	14.5 cm	15705020568791



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.