


Varenummer 169547



Låg til spand til fødevarer, Vikan, 31x37,3cm, grøn, PP, til 12 l

- ✓ Særligt clipssystem
- ✓ Fås i flere farver



Produktbeskrivelse

Låget sikrer at der ikke kommer fremmedlegmer i spanden, såfremt den bruges til opbevaring af fødevarer m.m. Fastgøres let med et særligt clipssystem.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Låg til spand til fødevarer |
| Varemærke | Vikan |
| Farve | Grøn |
| Features | Til 12 l |
| Materiale | PP |
| Bredde | 31 cm |
| Højde | 37.3 cm |
| Vægt, netto | 220 g |
| Vægt, brutto | 240 g |
| Certifikater | Til fødevarer. |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, UK 2019/704 |
| Vaskeanvisninger | Kan rengøres ved +100°C til -20°C. |
| Bortskaffelse af produkt | Sorteres som Hård Plast - |
| Bortskaffelse af emballage | Sorteres som Pap |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|----------------|
| kll | 6 stk | | | | 15705020568722 |



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.