

Varenummer 169547



Låg, til spand, til fødevarer, Vikan, 31x37,3cm, grøn, PP, til 12 l

- ✓ Hold hygiejnen i top
- ✓ Særligt clip-system
- ✓ Fås i flere farver



Produktbeskrivelse

Med dette låg fra Vikan sikrer du, at der ikke kommer fremmedlegemer i spanden, såfremt den bruges til opbevaring af fødevarer og lignende. Låget fastgøres nemt og hurtigt med et særligt clip-system.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Varemærke	Vikan
Farve	Grøn
Features	Til 12 l
Materiale	PP
Bredde	31 cm
Højde	37.3 cm
Vægt, netto	220 g
Vægt, brutto	240 g
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, UK 2019/704
Vaskeanvisninger	Kan rengøres ved +100°C til -20°C.
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Hård Plast
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	35.6 cm	32.4 cm	14.6 cm	15705020568722



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.