

Varenummer 169876



Klæbemåtte, 3M, 4300, 1150x600mm, blå, polyester, 40 ark pr. stk.

- ✓ Kraftig klæbende
- ✓ Høj kvalitet

Produktbeskrivelse

Kraftigt klæbende måtte af høj kvalitet, som fjerner det sidste fine støv og snavs fra skosåler og trolleyhjul. Bruges i områder hvor det er strenge krav til hygiejne og renhed, som "Clean room", laboratorier, operationstuer og forskningslokaler.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Klæbemåtte
Varemærke	3M
Model	4300
Farve	Blå
Features	40 ark pr. stk.
Materiale	Polyester
Længde/dybde	1150 mm
Bredde	600 mm
Vægt, netto	1.3733 kg
Vægt, brutto	1.3733 kg

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	116.5 cm	62 cm	3 cm	
m2	1.449 stk	0 cm	0 cm	0 cm	