



Varenummer

170004

Flødepulver, Le Royal, 750 g

Produktbeskrivelse

Anvendeligt i både kaffe og the. Kvaliteten sikrer en blød og cremet smag og en god opløselighed. Kan anvendes i alle automater.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Flødepulver
Varemærke	Le Royal
Vægt, netto	750 g
Holdbarhed	18 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Til automater.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	40 cm	23.5 cm	26 cm	15701025642153
stk	1 stk				7350022392373