



Varenummer 170015

Cappuccino, i sticks, 9,5 g

Produktbeskrivelse

D.E Cappuccino giver en dejlig cappuccino med et strejf af espresso tilsat steamet mælk. En mild, aromatisk og let sødlig smag. Kommer i en praktisk dispenser boks.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Cappuccino
Features	1 sticks
Vægt, netto	9.5 g
Holdbarhed	18 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	80 stk	24.2 cm	15 cm	19.7 cm	8711000544716