



Varenummer 170020

## Creamerstick, 2 g, i sticks, 2 g

### Produktbeskrivelse

Anvendeligt i både kaffe og the. Kvaliteten sikrer en blød og cremet smag og en god opløselighed. Kan anvendes i alle automater.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Creamerstick
Features	2 g, i sticks
Vægt, netto	2 g
Holdbarhed	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	23.7 cm	14.8 cm	14.4 cm	5704033625036