

ABENA®

Produktdatablad

Håndklædeark, Katrin Classic, 2-lags, nonstop, 25,5x23,7cm, 8,5 cm, hvid, Blandingsfibre

Varenummer : 170096
Version : 04
Varegruppe : Classic
Forpakninger : 144 stk = 1 pakke
21 pakker = 1 kolli
16 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Håndklædeark
Varemærke: Katrin
Vareserie: Classic
Farve: hvid
Ingredienser/sammensætning: Blandingsfibre
Antal lag: 2-lags
Foldningsmetode: nonstop
Længde/dybde: 25,5 cm
Højde: 23,7 cm
Tykkelse: 2x20,9 g/m²
Foldningsdybde: 8,5 cm
Certifikater: EU-Blomsten, Til fødevarer, Svanemærket

Produktbeskrivelse: Katrin Classic har gode egenskaber, når det gælder funktion og kvalitet. Håndklædearkene er kædefoldede med perforering i førsteklases kvalitet, hvilket sikrer et kontrolleret forbrug samt høj hygiejne. Denne nonstop foldning passer til de fleste dispensere.

Tilhørende varer: 117311, 117310, 2671, 269701, 2683