



## Produktdatablad

# Håndsæbe, refiller til Katrin Classic dispenser, 1600 doseringer, 1 ltr. flaske, Svanemærket

Varenummer: 170253



## Varedeklaration

Forpakning: 6 stk pr. kolli. 95 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Håndsæbe. Varemærke: Neutral. Holdbarhed: 30 måneder. Holdbarhed, åbnet: 12 måneder. Farve: klar. Ingrediensliste: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, PEG-4 Rapeseedamide, Undecylenamidopropyl Betaine, Sodium Laureth-11 Carboxylate, Laureth-10, Sodium Chloride, PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, Lactic Acid. Features: uden farve og parfume, flydende, 0,6 ml pr. dosering. pH-værdi (konc.): pH 4,5. Ruminhold, netto: 1000 ml. Certifikater: EU-Blomsten, Svanemærket, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Opbevaringsinstruktioner: Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Direktiver, lovgivning og regler: (EF) Nr. 1223/2009. Faresætninger: Ingen. Produktbeskrivelse: Effektiv, mild og flydende håndsæbe, som er velegnet til hyppig brug. Tilføjer huden fugt og giver en frisk følelse efter håndvask. Brugsanvisning: Påføres våde hænder, gnides grundigt i minimum 30 sekunder, skylles derefter med vand. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Kan irritere øjets slimhinde ved direkte kontakt. Skyl grundigt med rent vand, ved vedvarende gener kontaktes læge. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.