

ABENA®

Produktdatablad

Håndklædeark, Katrin Classic, 2-lags, nonstop, 25,5x20,3cm, 8,5 cm, hvid, Blandingsfibre

Varenummer : 170297
Version : 02
Varegruppe :
Forpakninger : 135 ark = 1 pakke
15 pakker = 1 kolli
54 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Håndklædeark
Varemærke: Katrin
Vareserie: Classic
Farve: hvid
Ingredienser/sammensætning: Blandingsfibre
Antal lag: 2-lags
Foldningsmetode: nonstop
Længde/dybde: 25,5 cm
Bredde: 20,3 cm
Tykkelse: 2x21,5 g/m²
Foldningsdybde: 8,5 cm
Certificeringer: Til fødevarer, Svanemærket

Produktbeskrivelse: Katrin Classic har gode egenskaber, når det gælder funktion og kvalitet. De separate kædefoldede håndklædeark er i førsteklasses kvalitet, og sikrer med sin et-ark-ad-gangen funktion et kontrolleret forbrug samt høj hygiejne. Den unikke prægning bidrager til høj absorbering. Emballagens ergonomiske greb gør det let at bære flere håndklædeark i én hånd.

Vejledning i brug/ anvendelse:

Tilhørende varer: 170125, 269701