



Varenummer 170364

Lakrids, Toms Blue Jeans, 120 g

Produktbeskrivelse

Pingvin Blue Jeans er en klassisk og stærk salmiaklakrids.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lakrids
Varemærke	Toms
Vareserie	Blue Jeans
Ingredienser/sammensætning	Sukker/socker, modificeret majsstivelse/modifierad majsstärkelse, glykosefruktosesirup/-sirap, oksegeatine/storfe-/oxgelatin, rålakrids, ammoniumklorid 3%, salt, vegetabilisk olie/olje/olja (palme, palmejerne/palmekjerne/palmkärn, kokos), overfladebehandlingsmiddel/ytbehandlingsmedel (carnaubavoks/-vax), aroma/aromämne.
Vægt, netto	120 g
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	30 pk	39.5 cm	29 cm	17 cm	5709678241078
pk	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	5774540622774